

アツ!と驚くりフレッシュ


冷凍マグロが生マグロの風味に

ドリップを素早く吸収する ドラキュラ シリーズ マグロマット

3大特長と効果

1. 溢れ出る不要なドリップを速やかに吸収する
A) 生臭みの成分を取り、水っぽさがなくなる
B) 旨みを逃さず、濃縮する
C) 新鮮な色調をアップし、保持する
D) 給水されたドリップは逆流しない
2. 湿潤を適度にコントロールする
A) 表面の乾燥と蒸れを防ぐ
B) 肉質の酸化を防ぐ
3. 材料は安全で、使いやすく衛生的な使い捨てタイプ

鮮魚の解凍・保存に



精肉の解凍・保存に



思わず口に出る
「うまい」



フレッシュなおいしさを保ちます

冷凍マグロが生マグロの風味に!!



(株)三和コーポレーションの「ドラキュラシート」は、ドラキュラマットの発売以来一貫して開発を続けてまいりましたドリップ吸収の技術を鮮魚及び精肉の解凍、保存に応用し完成したシートです。

商品解凍時に出るドリップは、解凍している間、長時間にわたり常に表面を濡らしているため、水とドリップの分解が進み、表面の肉質を落としています。又、内部より出て来るドリップの路をふさぎ、全体の肉質を水っぽくさせています。(一般的に冷凍物の味覚がシャバシャバした感じがするのはこのためです。)このため、吸水ペーパー等を巻いて解凍する方法もありますが、吸水力が小さいため、すぐ飽和状態となりその効果が持続せず、結局はドリップが常に表面を濡らしている事になります。

(株)三和コーポレーションの「ドラキュラシート」は、溢れ出たドリップを確実に吸い取り、マットの内部に貯えます。貯えられたドリップは逆流しない嫌水性の不織布で遮断され、直接に食材と接触する事が無いため、肉質及び色調の向上と保持に役立つ訳です。(肉質面に出てきた不要なドリップのみ吸水し、決して中から強制的に吸い取り、干し物になってしまう様な事はございません。)

ドラキュラシート (マグロマット) 鮮魚用		
品番	サイズ (mm)	梱包内容
片面不織布タイプ (S)	250×330	50枚×12袋=600枚
// (M)	330×500	40枚×20袋=800枚
// (L)	500×640	20枚×10袋=200枚
品番	サイズ (mm)	梱包内容
両面不織布タイプ (S)*	250×330	50枚×12袋=600枚
// (M)*	330×500	40枚×20袋=800枚
// (L)*	500×640	20枚×10袋=200枚
品番/小箱入りタイプ	サイズ (mm)	梱包内容
片面不織布タイプ (S)	250×330	35枚 (1箱) ×20箱


ドラキュラシート (ミートマット) 精肉用		
品番	サイズ (mm)	梱包内容
片面不織布タイプ (SS)	180×250	100枚×10袋=1000枚
// (S)	250×330	50枚×12袋=600枚
// (M)	330×500	40枚×20袋=800枚
// (L)	500×640	20枚×10袋=200枚
// (特A)*	120×180	200枚×10袋=2000枚
// (特B)*	120×360	100枚×10袋=1000枚

*印は受注生産になります。

※上記以外のサイズについてもご相談承ります。

使用上の注意

- ご使用時には、不織布面を食材にあてて下さい。
- 真空包装・脱気包装などで高圧力をかける場合は、フィルム面を食材にあててご使用下さい。
- 一度使用したドラキュラシートは再使用しないで下さい。
- 低温下 (冷蔵庫) でご使用下さい。
- 本シートを切ったり剥がしたりしないで下さい。
- 高温多湿、直射日光下では保管しないで下さい。
- 電子レンジやオーブンでのご使用は避けて下さい。
- ドラキュラシートは食べられません。



この商品は現在実用新案申請中です。

★品質には万全を期していますが、ご使用前に破損等の有無をご確認下さい。(ドラキュラシートは安全面・衛生面で支障のないものを使用しています。)